

Mikrofoam C4MB

Zastosowanie: Środek nukleacyjny do spieniania polistyrenu w procesie wytłaczania z bezpośrednim dogazowaniem

Substancje czynne:

Wielokomponentowy system z fizycznym nukleantem oraz wewnętrznym środkiem poślizgowym (talk $D_{50} = 3,3 \mu\text{m}$ zgodnie

Koncentracja: z normą ISO 13317-3)

Nośnik: 50%

Fizjologia: Polistyren

Forma: Zastosowane surowce odpowiadają europejskim dyrektywom cylindryczny granulat

Dozowanie:

Wytłaczanie z bezpośrednim dogazowaniem: 0,5 – 2,5 %

Podane informacje i wartości dozowania opierają się na wieloletnim doświadczeniu producenta, ale nie są zapewnieniem. W przypadku konkretnego zastosowania optymalne dozowanie powinno być indywidualnie ustalone przez stosującego.

Wszystkie dane w niniejszej informacji są jedynie zaleceniami dotyczącymi produktu. Nabywca jest odpowiedzialny przy ich stosowaniu, w odniesieniu do jakichkolwiek praw osób trzecich.